

<p>Клиникалық материалдан D гелатинді вирусалық (NDV) РНК гибридациялық-флуоресцентті детекциялаумен полимералық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен аналитика араланы «АмплиСон» NDV-FL» реагенттері жиыны</p> <p>FER форматы, 4 түрі: «ПТР-жиынтық» реагенттері жиыны</p> <p>Жиынтық құрамы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RT-G-микс – 4 пробирка 2. КТ ПТР-смия-1-FL NDV – 4 пробирка 3. КТ ПТР-смия-2-FER/FRT – 4 пробирка 4. ПТР-ға арналған минералды май – 1 құты 5. Полимераза (ТадФ) – 4 пробирка 6. ТМ-Резерваз (ММН) – 4 пробирка 7. NDV-FL кДНК ОБУ – 4 пробирка 8. Эпоксилауға арналған буфер – 2 пробирка 9. ТБУ – 4 пробирка 10. ОБУ NDV-тес – 4 пробирка 11. КСЗ-тес – 4 пробирка <p>In vitro диагностикаға арналған</p> <p>Саяхат температурасы – қаптамасынан қараңыз</p> <p>Серия № – қаптамасынан қараңыз</p> <p>Дәлділіктен күш – қаптамасынан қараңыз</p> <p>Жарамдылық мерзімі – қаптамасынан қараңыз</p> <p>Роспотребнадзор эпидемиология ГЗИ ФБУН, Ресей Федерациясы, 111123, Мәскеу қ., Новоархивская к-сі, 3А үй.</p> <p>Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық мақсаттағы бұйымның сапасына қатысты шағымдарды қараушылар ұйымының мемлекеттік «КБ Диагностика» ЖШС, Алматы обл., Іле ауданы, Боралдай кенті, (Аэропорт), тел.факс: 8 (727) 331-31-47 E-mail: info@kb-diagnostic.kz</p>	<p>Набор реагентов для выявления РНК вируса гелатина D (NDV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСон» NDV-FL»</p> <p>Формат FER, Форма 4: Комплект реагентов «ПЦР-комплект»</p> <p>Состав комплекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RT-G-микс – 4 пробирки 2. ОТ-ПЦР-смия-1-FL NDV – 4 пробирки 3. ОТ-ПЦР-смия-2-FER/FRT – 4 пробирки 4. Минеральное масло для ПЦР – 1 флакон 5. Полимераза (ТадФ) – 4 пробирки 6. ТМ-Резерваз (ММН) – 4 пробирки 7. ПКО кДНК NDV-FL – 4 пробирки 8. Буфер для эпокси – 2 пробирки 9. ОКД – 4 пробирки 10. ПКО NDV-тес – 4 пробирки 11. ВКО КСЗ-тес – 4 пробирки <p>для диагностики in vitro</p> <p>Хранить при температуре – см. на упаковке</p> <p>Серия № – см. на упаковке</p> <p>Дата изготовления – см. на упаковке</p> <p>Срок годности – см. на упаковке</p> <p>ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Российская Федерация, 111123, г. Москва, ул. Новоархивская, д.3А.</p> <p>Адрес организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан по качеству изделия медицинского назначения от потребителей ТОО «КБ Диагностика», Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, (Аэропорт), тел.факс: 8 (727) 331-31-47 E-mail: info@kb-diagnostic.kz</p>
---	---