

Клиникалық материалды адам имунотыпталығы вирусы (АИТВ-1) провирусдық ДНҚ-сына гибридациялық-флуоресценттік детекциялаумен полимералық тізбекті реакция (ПТР) арқылы анықтауға арналған «АмплиСенс» ДНҚ-АИТВ-FL реагенттер жинағы

ФРТ форматы, 3 түрі - ДНҚ сорб Вх реагенттер жинағына 100 нұсқасы, Гематитик (2 құты), «ПТР-анықтайы» ФРТ нұсқасы

1. Лиастейліл ертіңді - 1 құты
2. Шаюға арналған ертіңді 1 - 1 құты
3. Шаюға арналған ертіңді 2 - 1 құты
4. Өмбегеті сорбент - 2 пробирка
5. ДНҚ-ақыланған қарағыш ТЕ-буфер - 2 пробирка
6. ТБУ - 1 пробирка
7. Гематитик - 2 құты
8. ПТР-қоспа-1-ФРТ АИТВ - 8 пробирка
9. О1-ПТР-қоспа-2-ФРТ ФРТ - 8 пробирка
10. Полимераз (Тбу) - 8 пробирка
11. ТЕ-буфер - 8 пробирка
12. АИТВ-1 ДНҚ және адамның ДНҚ-сы ОБУ - 2 пробирка

In vitro диагностикаға арналған

Сынау температурасы - қаттамасын қарағыш
Серия № - қаттамасын қарағыш
Дайындаған күні - қаттамасын қарағыш
Жарамдылық мерзімі - қаттамасын қарағыш

Роспотребнадзор эпидемиология ГЗИ ФБУН
Ресей Федерациясы, 111123,
Маслов К., Новороссийский к.сі. За үк.

Қазақстан Республикасы аумағында
тұтынушылардан медициналық мақсаттағы
орындауына сәйкес мемлекеттік шамадарды
қолданылатын ұйымның менесімі
«КБ Диагностика» ЖШС, Алматы обл., Іле ауданы,
Боралдай аяғы, (Аэропорт),
тел./факс 8 (727) 331-31-47
E-mail info@kbn-diagnostika.kz

Набор реагентов для выявления
прониврусной ДНК вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ-1) в клиническом материале
методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной
детекцией «АмплиСенс» ДНК-ВИЧ-FL

Формат ФРТ, Форма 3: Комплект реагентов
«ДНК сорб Вх» вариант 100, «Гематитик»
(2 флакона), «ПЦР-комплект» вариант ФРТ.

1. Лицирующий раствор - 1 флакон
2. Раствор для отмывки 1 - 1 флакон
3. Раствор для отмывки 2 - 1 флакон
4. Сорбент универсальный - 2 пробирки
5. ТЕ-буфер для инициации ДНК - 2 пробирки
6. ОКО - 1 пробирка
7. Гематитик - 2 флакона
8. ПЦР-смазь-1-ФРТ ВИЧ - 8 пробирок
9. О1-ПЦР-смазь-2-ФРТ ФРТ - 8 пробирок
10. Полимераз (Тбу) - 8 пробирок
11. ТЕ-буфер - 8 пробирок
12. ПКО ДНК ВИЧ-1 и ДНК человека - 2 пробирки

для диагностики in vitro

Хранить при температуре - см. на упаковке
Серия № - см. на упаковке
Дата изготовления - см. на упаковке
Срок годности - см. на упаковке

ФБУН ГИИ Эпидемиология Роспотребнадзора,
Российская Федерация, 111123,
г. Москва ул. Новороссийская, д.3А.

Адрес организации, принимающей претензии
на территории Республики Казахстан по
качеству изделий медицинского назначения от
поставителей
ТОО «КБ Диагностика», Алматинская обл.,
Илийский р.н., п. Боралдай, (Аэропорт),
тел./факс 8 (727) 331-31-47
E-mail info@kbn-diagnostika.kz