

Клиникалық материалдан D гепатити вирусының (HDV) РНК гибридиациялық-флуоресцентті детекциялаумен полимеразалық тізбекті реакция (ПТР) әдісімен анықталу арнаған «АмплиСенс» HDV-FL реангенттер жиыны

FRT форматы, 4 түрі: «ПТР-жиынтық» реангенттер жиынытығы
Жиынтықта кіреді:
1. RT-G-мiх-2 – 4 пробирка
2. КТ-ПТР-мiх-1-FL HDV – 4 пробирка
3. КТ-ПТР-мiх-2-FER/FRT – 4 пробирка
4. Полимераз (Taq) – 4 пробирка
5. ТМ-Резервтаз (MMx) – 4 пробирка
6. HDV-FL-дiңкi ОБУ – 4 пробирка
7. Эпоксилауға арналған буфер – 2 пробирка
8. ТБУ – 4 пробирка
9. ОБУ IC2-тес – 4 пробирка
10. ОБУ IC2-тес – 4 пробирка

In vitro диагностикаға арналған

Сақтау температурасы – қаттамасынан қараңыз
Серия № – қаттамасынан қараңыз
Дайындалған күні – қаттамасынан қараңыз
Жарамдылық мерзімі – қаттамасынан қараңыз
Республикабыр эпидемиология ГЗИ
ФЕУН, Ресей Федерациясы, 111123, Мәскеу қ., Новогиревск к-сі, 3А үй.

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардың медициналық мақсаттағы бұйымның сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы
«КБ Диагностика» ЖШС: Алматы обл., Іле ауданы, Боралдай кенті, (Аэропорт), тел.факс: 8 (727) 331-31-47
E-mail: info@kb-diagnostics.kz

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита D (HDV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридиационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс» HDV-FL»

Формат FRT, Форма 4: Комплект реагентов «ПЦР-комплект»
Состав комплекта:
1. RT-G-мiх-2 – 4 пробирки
2. ОТ-ПЦР-смесь-1-FL HDV – 4 пробирки
3. ОТ-ПЦР-смесь-2-FER/FRT – 4 пробирки
4. Полимераза (Taq) – 4 пробирки
5. ТМ-Резервтаз (MMx) – 4 пробирки
6. ПКО-дiңкi HDV-FL – 4 пробирки
7. Буфер для эпоксии – 2 пробирки
8. ОКО – 4 пробирки
9. ПКО HDV-тес – 4 пробирки
10. ВКО IC2-тес – 4 пробирки

для диагностики in vitro

Хранить при температуре – см. на упаковке
Серия № – см. на упаковке
Дата изготовления – см. на упаковке
Срок годности – см. на упаковке

ФЕУН ЦИВИ Эпидемиология
Республикабыр, Россиясыан Федерация,
111123, г. Москва, ул. Новогиревскан, д. 3А.

Адрес организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан по качеству изделий медицинского назначения от потребителей
ТОО «КБ Диагностика», Алматтисаан обл., Ичинский р-н, г. Боралдай, (Аэропорт), тел.факс: 8 (727) 331-31-47
E-mail: info@kb-diagnostics.kz